

	CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA CIREC RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO PROTESIS GESTION DE OPERACIONES	CODIGO	FO-05-13
		VERSION	1
		FECHA DE EMISION	25/11/2011

Fecha: _____

Usuario: _____ Documento: _____

RECOMENDACIONES SEMANALES

- Se debe limpiar el socket diariamente con una toalla, para limpiar los excesos de sudor.
- La prótesis debe quitársela al momento de dormir.
- No dejar caer la prótesis, no golpear objetos por ella.
- La prótesis no se debe mojar, en caso que esto ocurra se deberá secar inmediatamente cada una de sus partes.
- En caso que ocurra algún daño en la prótesis, por favor no trate de arreglarla, inmediatamente solicite cita de revisión para realizar los arreglos.
- Evitar el contacto de la prótesis con líquidos inflamables o líquidos que le puedan manchar.
- El elemento cosmético sea mano activa o pies, se debe limpiar con una toalla húmeda con agua, no debe usarse jabón; evitar colocarlo en superficies calientes, cortantes o rugosas.
- Para usuarios de prótesis de miembro inferior, en invierno o salidas al campo o zonas pantanosas siempre proteja la prótesis, usando botas de caucho para tener mayor duración de las partes.
- Si usted es deportista, consulte al médico para elegir la prótesis que se adapte a su deporte.
- Utilice siempre la prótesis con el tacón adecuado, idealmente el mismo que utilizó durante el entrenamiento.

De los cuidados y recomendaciones anteriormente mencionados depende la funcionalidad y durabilidad de la prótesis.

OBSERVACIONES:

Solicitar fechas de control: (Favor llamar antes de cada cita programada al PBX 7953600 opción 2)

1. CONTROL: FECHA _____ HORA _____
2. CONTROL: FECHA _____ HORA _____
3. CONTROL: FECHA _____ HORA _____

Recibo la silla de ruedas a satisfacción funcional y en buen estado.

FIRMA DE PACIENTE – NOMBRE COMPLETO
C.C. _____
DIRECCION _____

FIRMA ACUDIENTE – NOMBRE COMPLETO
C.C. _____
DIRECCION _____